

Dotaz 1

„Přístroj musí umožňovat čtení 6-1536 jamkových destiček s možností měření ve více bodech jamky“

Pro měření ve formátu 1536 je nutné vzorky pipetovat robotickými systémy a je využíván hlavně pro „high throughput screeningy“ ve farmaceutickém průmyslu a tento rozsah také znamená velký cenový nárůst.

Naše řešení s přesnou regulací CO₂, možnosti měření ve spec. destičce objemy od 2ul umožňuje měření ve formátu formát 6-384 ve více bodech jamky.

Je pro Vás akceptovatelný formát měření 6-384?

Odpověď 1

Zadavatel rozhodl, že je dostatečný formát měření 6-384.